



inspire joy of life

REHA
PRODUCTOS

REHA



La rutina diaria consigue que realicemos muchas tareas de forma subconsciente, pues se han convertido en una costumbre debido a su continua repetición. Pero las personas con alguna discapacidad o las personas mayores deben realizar cada movimiento de forma consciente. Los productos inteligentes que están diseñados para las necesidades de personas con movilidad reducida les ayudan a superar su día a día. En las próximas páginas descubrirá un extracto de nuestros productos para rehabilitación.

De un vistazo

BAÑO E INODORO



ASIENTO ELEVADOR PARA INODORO + REPOSABRAZOS
PÁGINA 4



DUBASTAR
PÁGINA 6



MOBALUX
PÁGINA 8



ASAS DE ACERO INOXIDABLE
PÁGINA 10



DISPOSITIVO AUXILIAR PARA ENTRADA
PÁGINA 9



MCWET SILLA DE RUEDAS PARA DUCHA Y BAÑO
PÁGINA 11




SILLA DE RUEDAS PARA INODORO HCDA
PÁGINA 12

CAMINANDO




IDEALANDADOR CON RUEDAS
PÁGINA 14

SENTADO Y TUMBADO



PETERMANN DISPOSITIVOS AUXILIARES DE TRANSFERENCIA Y CAMBIO DE POSICIÓN
PÁGINA 16



ASIENTO CATAPULTA
PÁGINA 17



SILLA PARA DISCOS INTERVERTEBRALES Y PARA ARTRODESIS
PÁGINA 18



MATRIX 1.100
PÁGINA 20


RUTINA DIARIA



ELEVADORES Y ACCESORIOS
PÁGINA 22



RUTINA DIARIA
PÁGINA 26



SACO DE CALENTAMIENTO
PÁGINA 27

ASIENTOS ELEVADORES PARA INODORO

Los asientos elevadores para inodoro mejoran la seguridad cuando se acude al inodoro y son una gran ayuda para las personas con movilidad reducida.

+ Fácil limpieza

+ Montaje sencillo

+ Gran resistencia



Asiento elevador para inodoro Molett

N.º pedido 30 11 53 2 (con tapa)

N.º pedido 30 11 52 2 (sin tapa)

- asiento elevado unos 10 cm
- superficie de asiento anatómica con recortes higiénicos



Trilett 2 Asiento elevador para inodoro

N.º pedido 30 11 49 2

- superficie de asiento anatómica integrada, con tapa
- fácil ajustable a 3 alturas
- reposabrazos de plástico estable, abatibles hacia arriba y extraíbles

	Molett	Trilett 2
Anchura en mm	380 ¹⁾	570
Fondo en mm	430	520
Altura en mm	100	530 ²⁾ / 200 ³⁾
Dimensiones abierto	210 x 270	215 x 260
Color	blanco	blanco
Peso en kg	1 / 3	
Resistencia en kg	150	110

¹⁾ sin racor

²⁾ incl. reposabrazos

³⁾ reposabrazos para el asiento



Asiento elevador para inodoro 4575, blando

N.º pedido 84 51 24 0 (con tapa)

N.º pedido 84 51 24 5 (sin tapa)

- Con recorte higiénico
- Buena fijación mediante borde colgante



Asiento almohadillado para inodoro

N.º pedido 30 10 50 2

- De espuma PU blanda
- Con el talón especial integrado apto para la mayor parte de los asientos de inodoro



Asiento de inodoro infantil con reposabrazos y respaldo

N.º pedido 30 10 58 2

N.º pedido 30 10 39 2 (hasta 6 años)

N.º pedido 30 10 40 2 (hasta 12 años)



Reposabrazos alto para tapa de inodoro

N.º pedido 30 10 32 3

- Con asiento y tapa de inodoro
- Apoyabrazos elevable
- Fácil de montar (sujeción universal)
- Reemplaza la unidad completa
- Como mínimo 160 mm de distancia entre la pared y la taza

	Asiento elevador para inodoro 4575, blando	Asiento almohadillado para inodoro	Asiento de inodoro infantil	Asiento de inodoro infantil con reposabrazos y respaldo	Reposabrazos alto para tapa de inodoro
Profundidad de asiento			330 (hasta cuña extensora 280)	290 (hasta cuña extensora 225) 330 (hasta cuña extensora 280)	
Ancho de asiento en mm			330	270 / 330	
Anchura en mm	410	380	395	360 / 395	610 (exterior) 490 (entre reposabrazos)
Fondo en mm	420	430	470	290 / 470	
Altura en mm			195	430 / 550	250 (reposabrazos)
Elevación en mm	110	35			
Altura del respaldo			150	39,5 / 515	
Dimensiones abierto	215 x 260 ¹⁾		170 x 220	140 x 180 / 170 x 220	
Color	gris luminoso	azul	azul	azul	blanco
Peso en kg	1,2	1,1			5
Resistencia en kg	120	130	50	50	130 (apoyabrazos: 75)

¹⁾ sin recorte

DUBASTAR

Silla de ducha DuBaStar con respaldo

N.º pedido 30 16 71 2

+ Recorte para higiene y reposabrazos incluidos

+ Ajustable en cuatro alturas



Taburete de ducha con respaldo plegable DuBaStar

N.º pedido 30 16 72 2

- con recorte para higiene
- con reposabrazos
- ajustable en cuatro alturas



Asiento de ducha abatible DuBaStar

N.º pedido 30 16 73 2

- con recorte para higiene
- elevable para ahorrar espacio
- ajustable en cuatro alturas
- sin material de sujeción



Taburete de ducha con reposabrazos DuBaStar

N.º pedido 30 16 70 2

- con recorte para higiene
- con reposabrazos
- ajustable en cuatro alturas



Tabla para baño DuBaStar

N.º pedido 30 12 90 2 (69 cm)

N.º pedido 30 12 91 2 (74 cm)

- posición sentada elevada
- pies de fijación ajustables
- superficie de asiento con opción para descarga
- empuñadura para mayor seguridad



Asiento para bañera DuBaStar

N.º pedido 30 16 74 2

- con recorte para higiene
- adaptable a la anchura de la bañera



Asiento para bañera DuBaStar con respaldo

N.º pedido 30 16 75 2

- con recorte para higiene
- con respaldo
- adaptable a la anchura de la bañera

Seguridad en la bañera

Los asientos de bañera de las series DuBaStar y MoBaLux satisfacen las exigencias del índice de instrumentos con sus dispositivos auxiliares de baño. Su diseño ergonómico, atemporal de color blanco se adapta a todos los baños y consigue una postura elevada en la bañera –la ayuda ideal para entrar y salir de la bañera con seguridad y poco esfuerzo.

	Silla de ducha con respaldo	Silla de ducha con respaldo, plegable	Taburete de ducha con reposabrazos	Asiento de ducha abatible DuBaStar	DuBaStar Tabla de baño
Altura	820 – 890 mm	820 – 890 mm	650 – 720 mm	460 – 530 mm	
Altura del asiento	460 – 530 mm	460 – 530 mm	460 – 530 mm	460 – 530 mm	
Anchura	530 mm	530 mm	530 mm	475 mm	690 mm 740 mm
Profundidad	530 mm	550 mm	440 mm	485 mm	290 mm
Peso	3,4 kg	3,8 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,1 kg 2,4 kg
Carga máx.	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	130 kg
descarga, plegado				11,5 cm	
Medidas interiores mín. de bañera¹⁾					480 mm

¹⁾ borde superior

	Asiento para bañera DuBaStar	Asiento para bañera DuBaStar con respaldo
Altura		360 mm
Anchura	710 – 890 mm	710 – 890 mm
Profundidad	400 mm	440 mm
Superficie de asiento	400 × 400 mm	400 × 400 mm
Peso	2,5 kg	3 kg
Carga máx.	120 kg	120 kg
Medidas interiores mín. de bañera¹⁾	480 mm	480 mm

MOBALUX



Taburete de ducha MoBaLux

N.º pedido 30 13 91 2

- patas enroscables, su desmontaje facilita el transporte
- reposabrazos y respaldo reequipables



Taburete de ducha telescópico MoBaLux

N.º pedido 30 13 95 2

- patas enroscables y telescópicas
- desarmable para facilitar el transporte
- reposabrazos y respaldo reequipables



Reposabrazos MoBaLux

N.º pedido 30 13 92 2

- montaje sencillo



Respaldo MoBaLux

N.º pedido 30 13 93 2

- montaje sencillo



Asiento de ducha abatible MoBaLux

N.º pedido 30 13 97 2

- diseño atractivo
- asiento antideslizante
- ideal para duchas pequeñas
- elevable para ahorrar espacio

	taburete de ducha	taburete de ducha telescópico	Reposabrazos	respaldos	Asiento de ducha abatible MoBaLux
Altura	50 mm	460 – 530 mm	170 mm	390 mm	420 mm ¹⁾
Anchura	390 mm	390 mm	incl. taburete- de ducha: 500 mm		320 mm
Profundidad	390 mm	390 mm			800 mm (replegado) 370 mm (desplegado)
Peso	2,3 kg	2,6 kg	aprox. 0,6 kg	aprox. 0,9 kg	1,1 kg
Carga máx.	130 kg	130 kg			120 kg
Color	blanco / aluminio pulido	blanco / aluminio pulido			
Superficie de incorporación	450 x 450 mm				

¹⁾ dependiendo del montaje

DISPOSITIVO AUXILIAR PARA ENTRADA



Asa de seguridad 4290

N.º pedido 80 92 24 7

- apto para las bañera habituales
- bastidor con recubrimiento al polvo
- tornillos de fijación con tapas plásticas cuidadosas
- fácil montaje

	Asa de seguridad 4290
Carga máx.	100 kg
Ancho del asa	130 mm
Altura del asa¹⁾	aprox. 160 mm
Anchura de fijación	70 – 120 mm

¹⁾ desde el borde de la bañera

ASIDEROS DE ACERO INOXIDABLE

Asidero 5179


+ **Uso universal:**
horizontal, vertical, diagonal



- Asidero, medida de eje 30 cm
N.º pedido 29 25 12 00 2
- Asidero, medida de eje 40 cm
N.º pedido 29 25 12 09 2
- Asidero, medida de eje 45 cm
N.º pedido 29 25 12 01 2
- Asidero, medida de eje 50 cm
N.º pedido 29 25 12 02 2
- Asidero, medida de eje 60 cm
N.º pedido 29 25 12 03 2
- Asidero, medida de eje 70 cm
N.º pedido 29 25 12 04 2
- Asidero, medida de eje 80 cm
N.º pedido 29 25 12 05 2
- Asidero, medida de eje 90 cm
N.º pedido 29 25 12 06 2
- Asidero, medida de eje 110 cm
N.º pedido 29 25 12 07 2
- Asidero, medida de eje 150 cm
N.º pedido 29 25 12 08 2




Asidero pivotante de apoyo 5100
N.º pedido 29 25 12 21 2



- idóneo para la zona del inodoro
- elevable sin esfuerzo
- enclava automáticamente en la posición superior
- se puede usar a derecha / izquierda



Asidero pivotante de apoyo 5120
85 cm
N.º pedido 29 25 12 53 2
60 cm
N.º pedido 29 25 12 52 2



- elevable sin esfuerzo
- asidero tubular en estribo
- se puede usar a derecha / izquierda

	Asidero 5179	Asidero pivotante de apoyo 5100	Asidero pivotante de apoyo 5120
Longitud	300 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1.100 mm 1.500 mm	850 mm	600 mm 850 mm
Material	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Resistencia	100 kg	100 kg	100 kg

MCWET SILLA DE RUEDAS PARA DUCHA E INODORO



Con ruedas de tracción de 24"
eje fijo
N.º pedido 80 13 03 9
eje insertable (ruedas de 24" extraíbles)
N.º pedido 80 13 04 1



Con ruedas orientables de 5"
N.º pedido 80 13 04 0

La serie McWet abarca tres sillas de ruedas para ducha e inodoro de alta gama de aluminio. Todos los modelos corresponden al volumen de prestaciones del índice de instrumentos. La versión de 24" está disponible con eje rígido o con eje insertable.

+ **Rodamiento de bolas**
sin fricción y sin mantenimiento

+ **Elevable**
Reposabrazos

+ **Asiento con estructura anatómica**
y funda del respaldo fija

+ **Respaldo extraíble**
para facilitar el transporte



almohadillas insertables de serie

Recambios

- N.º pedido 80 13 06 1
- Cojín completo con entretela y barras para cubo**
N.º pedido 291 020 003
- Almohadilla insertable para el orificio de higiene**
N.º pedido 30 10 212



soportes para pierna ajustables en altura y retraíbles

	24"	5"
Anchura	630 mm	540 mm
Longitud con soporte para pierna	820 mm ¹⁾ 1.020 mm ²⁾	690 mm ¹⁾ 890 mm ²⁾
Altura	950 mm	925 mm
Altura del asiento	530 mm	530 mm
Anchura de asiento	430 mm	430 mm
Profundidad de asiento	420 mm	420 mm
Superficie de asiento	430 x 420 mm	430 x 420 mm
Peso	17,5 kg	13 kg
Carga máx.	120 kg	120 kg
Altura transitable³⁾	450 mm	435 mm

¹⁾ retraído

²⁾ extendido

³⁾ con adaptador de altura, respectivamente 5 cm más alto

Accesorios

- Cubo para inodoro**
N.º pedido 206 700 200
- Adaptador de altura 5 cm 24" (juego)**
N.º pedido 80 13 05 9
- Adaptador de altura 5 cm 5" (juego)**

SILLA DE RUEDAS PARA INODORO HCDA

La silla de ruedas para inodoro HCDA se caracteriza en la versión cromada por la excelente duración y robustez de su bastidor. La superficie no sensible a los golpes es una ventaja, sobre todo en entornos donde un alto grado de limpieza es algo esencial. El equipamiento de serie incluye una placa de asiento blanca, recortada en la parte central, un cojín almohadado, cerrado y un cubo inodoro.



Silla de ruedas para inodoro HCDA

N.º pedido 83 08 09 8

+ Opcionalmente con inmovilizador central
disponible para ruedas delanteras

+ Respaldo extraíble

+ Reposabrazos abatibles hacia abajo
engarce automático al elevar

+ Apto para inodoros convencionales
Altura transitable 41,5 cm
(sin cubo inodoro)



ruedas de 5", ruedas traseras con inmovilizador

Accesorios

Cubo inodoro con tapa

N.º pedido 206 700 200

Adaptador de altura 50 mm (4 unidades, incl. material de atornillamiento)

N.º pedido 10 66 86 8

	HCDA
Anchura	560 mm
Altura	990 mm
Fondo, incl. soportes para pierna	950 mm
Anchura de asiento / Profundidad del asiento	450/ 430 mm
Altura del respaldo	440 mm
LAinf	450- 500 mm
Altura transitable	415 mm 465 mm ¹⁾
Orificio de higiene	220 x 240 mm
Peso	14 kg
Resistencia	120 kg
Color	cromo

¹⁾ con adaptador de altura 5 cm



B
BAÑO E
INODORO

OTROS
PRODUCTOS PARA
BAÑO E INODORO
E INFORMACIÓN
DISPONIBLES EN
WWW.MEYRA.COM

SEGURIDAD
EN EL BAÑO

ANDADOR CON RUEDAS IDEAL

CON
ROBUSTO
BASTIDOR DE
TUBO DE ACERO



Andador Ideal, plateado
N.º pedido 30 61 98 2

Cinturón trasero
N.º pedido 29 61 98 02 1

Soporte de andador
(adicional)
N.º pedido 80 22 23 6

EL ESTÁNDAR DE SU CATEGORÍA

El andador con ruedas de acero estándar para interior y exterior corresponde al volumen de prestaciones del índice de instrumentos. El bastidor de tubo de acero le ofrece al andador con ruedas plegable una gran estabilidad y robustez. Un ajuste continuo de la altura de las empuñaduras permite la adaptación personalizada a la altura del usuario y con su freno para reumáticos / de estacionamiento este andador es un acompañante seguro.

Funciones y detalles

Incl. bandeja y
cesta



Con soporte
de andador
premontado



Neumáticos PU



Freno para
reumáticos / de
estacionamiento



OTROS
PRODUCTOS
E INFORMACIÓN
DISPONIBLES EN
WWW.MEYRA.COM

Datos técnicos

	Andador Ideal
Anchura	590 mm
Profundidad	570 mm
Altura de asidero	790- 970 mm
Anchura de asiento	390 mm
Altura del asiento	620 mm
Dimensiones de plegado	270 x 590 x 850 mm
Peso	9,9 kg ²⁾
Resistencia	130 kg
Color	plata
Peso	8,9 kg ¹⁾

¹⁾ sin cesta
²⁾ con cesta

PETERMANN DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA Y CAMBIO DE POSICIÓN


Aquí encontrará una gran variedad de dispositivos de transferencia y cambio de posición MADE IN GERMANY. Productos de alta gama para aplicaciones versátiles para ayudar a las personas que necesitan cuidados. Entre ellos están las esteras deslizantes, las tablas de traslado, los cinturones de elevación, los discos giratorios, las sábanas de transferencia y muchos más. Todos los instrumentos son muy duraderos y tienen un acabado robusto.



Esteras deslizantes



Tablas de traslado



Cojines antideslizantes



Sábana de transferencia



Dispositivos de incorporación y elevación



Sistema de evacuación

El programa Alpha

Ventajas convincentes para más higiene y mayor seguridad para el paciente:

- gran resistencia, hasta 200 kg
- esteras deslizantes textiles, lavables hasta 90°
- Made in Germany
- calidad homologada por TÜV

OTROS PRODUCTOS E INFORMACIÓN DISPONIBLES EN WWW.MEYRA.COM

ASIENTO CATAPULTA UPLIFT

- + Eleva el 80 % del peso corporal
- + Ayuda en la incorporación
- + Robusto mecanismo con resortes
- + Recubrimiento antideslizante en la parte inferior
- + Ajustable para 5 categorías de peso corporal



Asiento catapulta Uplift
N.º pedido 38 01 30 0
N.º pedido XXL 38 01 30 1

	Asiento catapulta Uplift	Asiento catapulta Uplift XXL
Altura del asiento	+ 25 mm	+ 100 mm
Superficie de asiento	400 x 450 mm	400 x 450 mm
Carga máx.	100 kg	160 kg
Peso corporal	43, 55, 68, 82, 100 kg	90, 115, 130, 160 kg
Peso	3,7 kg	3,7 kg

1.200

SILLA PARA DISCOS INTERVERTEBRALES Y ARTRODESIS

TAMBIÉN
DISPONIBLE CON
ASIENTO PARA
ARTRODESIS



N.º pedido
1.200

MODERNO SILLÓN GIRATORIO DE OFICINA CON ASIENTO PARA DISCOS INTERVERTEBRALES O ARTRODESIS

La variedad de opciones satisfacen todas las exigencias a la ergonomía del puesto de trabajo. Entre ellas están los componentes con ajuste personalizado para sentarse como exige el cuerpo, sincromecánica para sentarse con dinamismo, el ajuste del respaldo con presión, un asiento y un respaldo ergonómicos. Un apoyo lumbar que ofrece alivio, diversas opciones de reposabrazos, un reposacabezas y diversas alturas del asiento están disponibles como opción. La oferta la completan las atractivas fundas y los colores.



Pie de radios

- Buena libertad para los pies
- Opcionalmente disponible en aluminio negro o aluminio plateado
- Ruedas extra grandes con 60 mm de diámetro que pueden transitar por irregularidades de pequeño tamaño
- También disponible en plástico o aluminio-negro

Ruedas

- Disponibles:
- para moqueta con freno inmovilizador (también disponibles sin inmovilizador)
 - para suelos duros
 - para suelos duros con freno inmovilizador
 - sin ruedas, como deslizador para moqueta



Reposabrazos

En la silla para artrodesis no se puede regular la anchura

Reposabrazos 4403 (fig. central)

No ajustable

Reposabrazos 4408 (fig. izquierda arriba)

Ajustable en altura y anchura

Reposabrazos 4411 (fig. derecha arriba)

Ajustable en altura y anchura (no apto para silla de artrodesis)

Reposabrazos 4412 (fig. izquierda abajo)

Ajustable en altura, anchura y profundidad, giratorio

Reposabrazos 4418 (fig. derecha abajo)

Ajustable en altura, profundidad y anchura



Modelo del respaldo

Respaldo Schukra

- Construcción ergonómica
- Sencillo ajuste del respaldo sentado
- Ajuste de la presión del respaldo, que se puede adaptar al peso del torso
- Contacto permanente del respaldo con la espalda de la persona sentada
- Opcional: apoyo lumbar (Schukra) para apoyo adicional de la columna vertebral
- Opcional: reposacabezas

CONFIGURACIÓN SENCILLA

Puede encontrar el formulario de pedido para este producto en: www.meyra.com

Datos técnicos

Profundidad del cojín	460 mm
Anchura del cojín	490 mm
Diámetro del pie de radios	720 mm
Altura del respaldo	500 – 570 mm
Anchura del respaldo, abajo	460 mm
Resistencia	120 kg
Altura del asiento (rango de elevación de la columna del resorte de gas)	440 – 530 mm 480 – 580 mm 560 – 690 mm 630 – 830 mm
Distancia asiento/soporte de brazos	140 – 240 mm
Ajustable en anchura reposabrazos	40 mm

Tejido de la funda tela	Tejido de la funda cuero sintético	Tejido de la funda napa de vacuno
negro 4038	negro 4061	negro 4050
azul medio 4058	azul 4063	
azul 4059	blanco 4060	
gris 4056		
verde/turquesa 4057		
rojo 4055		
amarillo 4054		



1.100

SILLA DE TERAPIA Y TRABAJO MATRIX

LA CLÁSICA ENTRE LAS SILLAS DE TRABAJO



N.º pedido 1.100

EXTREMADAMENTE FLEXIBLE

La silla de terapia y trabajo MATRIX ofrece muchas ventajas, gracias a sus numerosas adaptaciones con el sistema modular. Diferentes formatos de asiento y respaldo permiten sentarse y trabajar con ergonomía, apoyando a la perfección la espalda. La superficie de asiento de artrodesis se puede regular en los dos lados. Las opciones, como un aro para los pies o el inmovilizador central optimizan el uso diario personalizado.




Reposabrazos

- Reposabrazos ajustables en altura y amplitud
- Reposabrazos como opción basculante hacia abajo y atrás (no se pueden usar almohadillas)
- Diversas almohadillas del reposabrazos
- Formato recto usable con mesa terapéutica
- Reposabrazos en el color de la funda, almohadillado suave (véase figura arriba)
- Formato curvo



Soporte de piernas

- Por defecto sin soportes para pierna
- Partes superiores de soporte para piernas fijo o ajustable en ángulo
- Soportes para pierna extraíbles oscilables hacia dentro y fuera
- Con soportes para pierna una adaptación de longitud adicional de 10 cm para la longitud del muslo
- Parte inferior del soporte para piernas con placas reposapiés de plástico divididas, ajustable en profundidad 4 cm
- Alternativamente anillo de pie plegable hacia abajo (véase la figura arriba)



Accesorios opcionales

- reposacabezas, ajustable en altura, ángulo y profundidad
- almohadillas (par)
- mesa terapéutica de plexiglás (véase la figura arriba)
- almohadilla lateral (par)
- interruptor de mando eléctrico montado en el reposabrazos, a derecha o izquierda
- Prolongación de la palanca de freno

Datos técnicos

Superficie de asiento continua o dividida (asiento de artrodesis)	400 x 430 mm 450 x 460 mm 480 x 480 mm
Inclinación del asiento manual con fijación	+ 8 ° hacia delante - 4 ° hacia detrás
Altura del asiento teniendo en cuenta el peso del usuario (manual: 50 – 100 kg, 100 – 125 kg, 160 kg; eléctrica: hasta 160 kg)	manual: 460 – 610 / 490 – 690 mm eléctrica: 450 – 650 / 410 – 560 mm
Respaldo	400 x 420 mm (Ergo) 430 x 520 mm (formato 3D incl. reposacabezas) 430 x 520 mm (Medic) 400 x 320 mm (estándar, corto)
Anchura de la subestructura	subestructura-X 465 mm subestructura-H 450 mm
Profundidad de la subestructura	subestructura-X 515 mm subestructura-H 515 mm
Ruedas, de dirección suave, rodamiento cerrado	100 mm / 125 mm
Frenos	manuales, palanca a izquierda o derecha

Tejido de la funda cuero suave sintético "bisonte" Tejido de la funda velour "Trevira CS" difícilmente inflamable

topo	antracita
azul	azul
burdeos	burdeos
negro	negro


CONFIGURACIÓN SENCILLA

Puede encontrar el formulario de pedido para este producto en: www.meyra.com



ELEVADOR DE PARED Y TECHO CURATOR

MOTOR EXTRA POTENTE Y RESISTENTE



Elevador de pared Curator, sin soporte mural
N.º pedido 37 10 00 0

Soporte mural Curator (par),
incl. material de sujeción (universal)
N.º pedido 37 00 06 0

Soporte mural Curator (par),
incl. material de sujeción (unilateral,
en construcción en seco)
N.º pedido 37 00 06 1

Soporte mural Curator (par),
incl. material de sujeción (a ambos
lados, en construcción en seco)
N.º pedido 37 00 06 2

Soporte mural Curator (par),
incl. material de sujeción (hormigón)
N.º pedido 37 00 00 1

Taco de recambio
N.º pedido 37 00 00 2

Distanciador 10 mm
N.º pedido 37 00 04 1

Distanciador 20 mm
N.º pedido 37 00 04 2

Distanciador 40 mm
N.º pedido 37 00 04 3

Distanciador 80 mm
N.º pedido 37 00 04 4

Distanciador 100 mm
N.º pedido 37 00 04 5

DOS ELEVADORES EN UNO

El elevador mural Curator reduce la carga de trabajo del personal sanitario y permite el manejo autónomo por parte del paciente. El elevador tiene un radio de giro muy amplio, soporta hasta 140 kg y, sobre todo, se puede usar en estancias pequeñas, ahorrando espacio. El producto se complementa con diversos paños de elevación para diferentes aplicaciones.




Apoyo suelo-techo Curator
N.º pedido 37 00 05 6

- Para la estabilidad del elevador en zona no de pared
- Fijable
- Para recintos con una altura de 2,30 – 3,10 m
- Montaje sin herramientas en el suelo y el techo (tensado girando el tubo interior)
- Peso aprox. 32 kg



Apoyo suelo-pared Curator
Modelo especial

- Para la estabilidad del elevador en zona de pared
- Montaje fijo en la pared
- Confección a medida



Soporte independiente Curator
N.º pedido 37 00 05 5

- Para la estabilidad del elevador en zona no de pared
- Montaje fijo en el suelo
- fácil de manejar
- Carga máx. dependiendo de la construcción del suelo 140 kg

Datos técnicos

Elevador de pared y techo Curator

Capacidad portante	140 kg
Velocidad de movimiento	aprox. 20 mm/s
Tracción	motor eléctrico 230 V/50 Hz; 180 W; 0,8 A
Duración de conexión	1 min. / 9 min.
Clase de protección	IP 56
Conexión elec.	cable de 3,5 m en enchufe 230 V / AC 50 Hz
control R-Net	tecla neumática integrada en la empuñadura
material	acero inoxidable o aluminio
Medio portante	correa resistente al desgaste
Superficie	recubrimiento al polvo
Color	blanco puro RAL 9010
Peso	aprox. 20 kg

ACCESORIOS CURATOR



Paño de elevación universal Curator Red

N.º pedido 37 00 00 4
N.º pedido 37 00 00 6 (con reposacabezas)

- Para aplicaciones en zonas húmedas
- Reposacabezas (opcional)
- Resistente y fácil de limpiar



Paño de elevación universal Curator

N.º pedido 37 00 00 3
N.º pedido 37 00 00 5 (con reposacabezas)

- Para aplicaciones en zonas secas
- Reposacabezas (opcional)
- Resistente y fácil de limpiar

Interruptor de mano Curator

N.º pedido 37 00 05 8



Cinturón para inodoro Curator

N.º pedido 37 00 05 9

- Para pacientes que no son estables en la zona de la nuca y los hombros
- Zona de las nalgas libre (higiene íntima)
- Cierre en la zona pectoral para un agarre seguro, zona de espalda y axilar almohadillada



Combinación de cinturón de elevación Curator, de tres piezas

N.º pedido 37 00 00 7

- Para aplicaciones en zonas húmedas
- De uso flexible
- Resistente
- Fácil de limpiar

	Paño/red de elevación universal Curator/ con reposacabezas	Curator paño de elevación universal/ con reposacabezas	Curator cinturón para inodoro	Curator combinación de cinturón de elevación, de tres piezas
Material	poliéster	poliéster/algodón	poliéster/algodón	poliéster
Color	blanco/azul	azul	azul	blanco/azul
Capacidad portante				175 kg
Campo de aplicación	zonas húmedas	zonas secas		zonas húmedas



RUTINA DIARIA



Órtesis para dedo 23

N.º pedido véase la tabla abajo

- de aluminio
- con almohadilla de gomaespuma (espuma PU)
- recortable en la longitud necesaria
- maleable de forma individual
- se puede fijar con una tirita o una venda



Órtesis moldeada 24

N.º pedido véase la tabla abajo


- de aluminio
- con almohadilla de gomaespuma (espuma PU)
- recortable en la longitud necesaria
- maleable de forma individual
- se puede fijar con una tirita o una venda



Disco giratorio 6895

N.º pedido véase la tabla abajo

- Ideal para personal de atención móvil
- recubrimiento antideslizante
- de alta resistencia
- resistente al agua



Handi-Grip

N.º pedido véase la tabla abajo

- Empuñadura ergonómica
- para funcionalidad reducida en dedo/mano
- recubierta con goma especial
- apta para vestir/desvestir
- cabezal tirante y giratorio
- muy ligera



Vestidor de medias/calzetines

N.º pedido 30 30 05 2

- Facilita el vestido de las medias de nailon y los calcetines largos
- Alivia la espalda

OTROS PRODUCTOS E INFORMACIÓN PARA SU RUTINA DIARIA DISPONIBLES EN WWW.MEYRA.COM

	Órtesis para dedo 23		Órtesis moldeada 24		Disco giratorio 6895	Handi-Grip	
	N.º pedido		N.º pedido		N.º pedido 30 71 16 2	N.º pedido	
Anchura	12 mm	80 80 71 3	18 mm	80 80 72 1	80 mm	330 mm	
	25 mm	80 80 73 9					
Altura	6 mm		6 mm		20 mm		
Longitud	500 mm		400 mm	80 80 74 7		650 mm	30 71 90 2
			550 mm	80 80 75 4		800 mm	30 71 90 3
			800 mm	80 99 09 3			
Profundidad					380 mm		
Peso					1,2 kg	0,23 kg	0,35 kg
Superficie de apoyo					Ø 330 mm		
Resistencia					100 kg	2 kg	
Color					negro / blanco	negro / azul	
Orificio de agarre						60 mm	
Longitud del asidero						100 mm	
Asidero						giratorio 90°	

SACO DE CALENTAMIENTO

Saco de calentamiento estándar

N.º pedido 30 75 90 2

- + **Buen asiento**
por el formato anatómico en la zona de las piernas y los pies
- + **Cremallera en U**
- + **Forro de borrego y tejido de nailon hidrófugo**
- + **Limpieza química o lavable a 30 grados**



Saco de calentamiento estándar

Anchura	450 mm
Longitud	1.450 mm



 **MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 info@meyra.de

Teléfono: +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.com

MEYRA 2021-02 Nos reservamos el derecho a hacer modificaciones técnicas en nuestros productos así como a fallos de imprenta y variaciones de color en nuestros impresos. Ident-Nr. 261 504 904

Autor de las fotografías: Página 1 © „gradyreese“ – istockphoto.com; página 2 © „FredFroese“ – istockphoto.com; página 13 © „jd-photodesign“ – stock.adobe.com; página 25 © „FredFroese“ – istockphoto.com