iCHAIR ORBIT 2

2.618

Allowed user weight

*120 kg

*160 kg



MEYRA GROUP



*Elektrische Sitzkantelung bis 50° für effektive Druckentlastung



Scissor lift incl. seat tilt up to 30°



*Biomechanische Sitz- und Rückeneinheit

EFFICIENCY

- *Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Little need for repairs by implementing high value and durable parts
- *Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- *Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung

THERAPEUTIC BENEFIT

- *Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- *Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- *Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

FIELD OF USE

- *Für den Innen und Außenbereich, gefederte Antriebseinheit Standard
- *Besonders gut für den Innenbereich: Das Drehen um die eigene Achse unterstützt bei engem Manövrieren
- *Die optionalen seitlich aufgehängten Stützräder ermöglichen das einfache und sichere Befahren von Einzelrampen
- *Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- *Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen

● ORDER ○ COST ESTIMATE ○ CUSTOM DESIGN

***Ausgefülltes Bestellformular per Mail an:** info@meyragroup.com **Customer service:** +49 571 93292 555

Billing address / Customer ref. no.:

Delivery address:

Tax-ID

Consignment / Comments:

Order quantity:



Price basic model ***7.986,00 €***

Allowed user weight
*120 kg
*160 kg

Hints
*Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
You can find information on the measurement process at www.meyra.de/messverfahren

*Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026
*Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

*Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
*Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

USER DATA

*Vorname

Name

Street

ZIP CODE

City

Country

Birthday

Diagnosis 1

Diagnosis 2

Tel.

Mobil

E-mail

Order number

*Krankenkasse/ Kostenträger

Specialist trade Contact person/phone.

Supply specialist MEYRA

Approval info from week

ANATOMICAL DATA (IN MM)

1) Seat depth

2) Seat width

3) Chest width

4) Chest depth

*5) Ellenbogenhöhe

*6) Achselhöhe

*7) Rückenhöhe


*8) Kopfhöhe

*9) Unterarmlänge

10) LLL

*Körpergröße

Weight (kg)



Remarks

❑ *Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingen der Meyra GmbH (Stand November 2022, abrufbar unter www.meyra.de/AGB), die wir Ihnen auf *erste Anforderung auch gerne unentgeltlich jederzeit zur Verfügung stellen.

Date City Signature

EPOWER

Technical specifications

Seat width in mm	380, 430, 480, 530
Seat depth in mm	400 - 550
Front seat height in mm	430 - 530
Ready for use width in mm	630 / 630 / 640 / 710 / 790
*Hindernishöhe max. in mm	60 / 100
Transport empty weight	100 kg - 165 kg
Driving speed	6 km/h / 10 km/h
Motor power	2 x 180 W / 2 x 350 W
Range	30 km - 45 km
*Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15 %)
*Rückenlehnenwinkel elektrisch	80° - 140° / 90° - 150° / 90° - 170° (Code 25 / Code 2947 / Code 2948)
*Rückenlehnenwinkel mechanisch	80° - 120° (Code 401)
Seat stroke in mm	300

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 *Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen

	CODE	SPEED	RANGE	MOTOR POWER	MAX. USER WEIGHT	EUR €
❑	115	6 km/h	max. 40 km	*2 x 180 W	*120 kg	0,00
		⚠ *Not compatible with R-NET control unit CODE 702 Not compatible with 9" steering wheel CODE 163*				
❑	2115	6 km/h	max. 40 km	*2 x 350 W	*160 kg	700,00
❑	2117	*10 km/h	max. 35 km	*2 x 350 W	*160 kg	1.190,00
		⚠ *In Deutschland nur i. V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772 In Deutschland nur i. V. mit Heckmarkierungsfolie CODE 2676 oder mit Heckmarkierungstafel CODE 676*				

Chassis option

	CODE	DESCRIPTION	EUR €

Frame options

	CODE	DESCRIPTION	wide	EUR €
❑	2001	Frame width: standard	min. 650 mm	0,00
❑	2000	Frame width: narrow	min. 590 mm	390,00

Suspension

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	892	*Federung: eingestellt für Nutzergewichte bis 100 kg	0,00
❑	891	*Federung: eingestellt für Nutzergewichte bis 160 kg	0,00

EPOWER

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 *Antriebsräder

*PU = pannensichere Bereifung
LUFT = pannengeschützte Luftbereifung

		Racing profile Pneum C-846	Racingprofil PU C-904	Tread pattern Pneum C-482	Tread pattern PU C-905
		(C-908)	(C-908)	(C-908)	(C-908)
Code	**Ø Rim**	**black**	**black**	**black**	**black**
815	12"	❑	❑ 228,00		
460	14"	❑	❑ 228,00	❑	❑ 228,00
2460	14" (FAT BOY)			❑ 372,00	

Colour GREY - ON REQUEST

Rear wheel options

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	824	*Spritzschutz für Antriebsräder	146,00
❑	2824	*Spritzschutz für Antriebsräder, new edge design ⚠ *Not compatible with 12" drive wheel CODE 815*	0,00

EPOWER

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 *Lenkrad/Sitzhöhe

*VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzplatte

		*VSH (mm)					
		(C-2511)	(C-2511)	(C-2512)	(C-2512)	(C-2513)	(C-2513)
Code	**Steering wheel Ø INCH**	**425**	**450**	**460**	**485**	**495**	**520**
157/146	*8" Racingprofil, pannengeschützt	❑		❑		❑	
157/900	8" racing profile, puncture-proof	❑ 228,00		❑ 228,00		❑ 228,00	
163/146	*9" Racingprofil, pannengeschützt		❑		❑		❑
163/900	9" racing profile, puncture-proof		❑ 228,00		❑ 228,00		❑ 228,00

⚠ *9" castor wheel not compatible with 12' drive wheel CODE 815 9" castor wheel not compatible with narrow frame CODE 2000*

Castor wheel option

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	816	*Spritzschutz für 9" Lenkrad	146,00

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	2145	*Lenkradgabel gedämpft für 8" (empfohlen bis 100 kg Nutzergewicht)	944,00
❑	2146	*Lenkradgabel gedämpft für 8" (empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht)	944,00

⚠ *Not compatible with 12" drive wheel CODE 815 Not compatible with Dahl docking station adapter set CODE 2721*

*Sitzhöhe mit Lenkradfederung +15 mm

Rear Castor wheel options

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	147	6" solid rubber tires, black	0,00
❑	246	6" Doublewheel (pair), puncture-proof, black	210,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
(S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Seat width/depth

		Seat depth (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	*Sitzflächenbreite	400	430	460	490	520	550
38	380 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
43	430 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
48	480 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑
53	530 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑

⚠ *Zusätzliche Verstellung der Sitzbreite über die Armlehnen möglich, Kategorie Armlehnenoptionen*

Sitztiefe 550 mm CODE 955 ist nicht i.V. mit Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad CODE 4118

04 Seat Cushions

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	4276	Seat plate without cushion	0,00
❑	948	iCHAIR MEYLIFE contour seat cushion	412,00
❑	7206	Netti Uno	240,00
❑	7203	Netti Sit cushion	460,00

⚠ *Netti and Ride not in conjunction with seat depth 550 mm*

05 *Sitz-/Rücken Optionen

*Sitz-/Rücken-/ Kopfstützenbezug

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	237	*Textil-Bezug schwarz	0,00
❑	254	Synthetic leather ⚠ *wird nur auf Konturkissen CODE 949 und Kopfstütze CODE 914 angewendet*	434,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Seat tilt / seat lift

	CODE	DESCRIPTION	Seat angle	*LIFT	EUR €
❑	119	Mechanical seat tilt in stages	0° to 9°		0,00
		⚠ *Nicht i.V. mit Zentraler Rücken CODE 2946			
❑	118	Electric seat tilt, infinitely variable by 30 degrees	*0° bis 30°		1.618,00
❑	4118	Electric seat tilt, infinitely variable by 50 degrees	*0° bis 50°		2.390,00
❑	27	Scissor lift incl. seat tilt	*0° bis 30°	*300 mm	4.600,00
		⚠ *Nicht i.V. mit 2-Fach Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 In Kombination mit R-NET Steuerung CODE 702 wird ab 100 mm Hubhöhe, elekt. Sitz- und Rückenverstellungen nur eingeschränkt ver			

⚠ *Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen

EPOWER

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 *Rückensystem

*Rundrohrrücken, Rückenpolster und -höhe

		*Rückenhöhe (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-921)	(C-922)
Code	**Description**	**520**	**570**	**620**	**670**
608	*Rundrohre, 22 mm, vorbereitet für externe Rückensysteme	❑	❑		
608/735	Strap back without polster	❑	❑		
608/736	Strap back with polster, black	❑	❑		
608/7201	Netti Uno Back rest			❑ 396,00	❑ 396,00
608/7209	Netti Smart Back rest			❑ 396,00	❑ 396,00
608/7207	Netti Stabil Back rest			❑ 648,00	❑ 648,00
608/7210	Netti Super Stabil Back rest			❑ 744,00	❑ 744,00
608/7205	Netti Kyphotic Back rest			❑ 882,00	❑ 882,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

*Rückenverstellungen für Rundrohrücken

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	401	*Mechanische Rückenverstellung für Rundrohrrücken	0,00
❑	25	*Elektrische Rückenverstellung für Rundrohrrücken	1.650,00

*Zentraler Rücken/Konturrücken

		*Rückenhöhe (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	Description	520	570	620	670
949/2038/2859	*Konturrücken 380mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00
949/2043/2859	*Konturrücken 430mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00
949/2048/2859	*Konturrücken 480mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00
949/2053/2859	*Konturrücken 530mm breit	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00	❑ 372,00

⚠ *CODE 921 und CODE 922 nicht i.V. mit Elektrische biomechanische Rückenverstellung für zentralen Rücken CODE 2948
CODE 928 nicht i.V. mit Elektrische Rückenverstellung für zentralen Rücken CODE 2947

*Rückenverstellungen für zentralen Rücken

	CODE	DESCRIPTION	Degree angle		EUR €
❑	2946/2947	*Elektrische Rückenverstellung für zentalen Rücken ⚠ *Not compatible with biomechanical armrest CODE 324*	150°	infinitely variable	2.590,00
❑	2946/2948	*Elektrische biomechanische Rückenverstellung für zentralen Rücken ⚠ *Only in conjunction with armrest swivel-up, angle-adjustable, biomechanical CODE 324*	170°	infinitely variable	3.158,00

⚠ *Zentraler Rücken CODE 2946 ist nur i.V. mit 6-Fach Ansteuerung Verstellmotoren CODE 678 möglich

EPOWER

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Additional options/positioning

	CODE	DESCRIPTION	POSITIONING	EUR €
❑	914	*Multifunktionale Kopfstütze ⚠ *Adjustment range: horizontal, vertical and angular* *Pad with 3D ball joint*		490,00
❑	937	*Kopfstützen-Verlängerung		84,00
❑	4275	*Montageschiene, Zubehör am Rücken ⚠ *Nicht i.V. mit Rundrohrrücken CODE 608*	Contour	332,00
❑	2957	Swing-away chest laterals ⚠ *Only in conjunction with mounting rails CODE 4275*	Contour	590,00
❑	797	*Seitenwange für Sitzkissen (Oberschenkelstütze)	Seat pan	77,00
❑	4933	*Oberschenkelpelotten stufenlos, breiten- und längeneinstellbar	Seat pan	620,00
❑	814	*Schiebegriff durchgehend für Zentralen Rücken ⚠ *Nicht i.V. mit Rundrohrrücken CODE 608*	Contour	298,00
❑	2958	*Tiefenerweiterung für Rundrohrrücken	Round tube	210,00
❑	2311	*Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite für Rundrohrrücken Code 608	Round tube	316,00
❑	2313	*Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite für Rundrohrrücken Code 608	Round tube	316,00

07 Armrests

*1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar 5 =hochschwenkbar 6 = biomechanik

	CODE	DESCRIPTION	FUNCTIONS	EUR €
❑	106	*Armlehne abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948*	1,2,3,4	0,00
❑	24	Armrest Flip up, angle-adjustable ⚠ *Nicht i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948*	2,3,4,5	640,00
❑	324	Armrest Flip up, angle-adjustable, biomechanical ⚠ *Nur i.V. mit elekt. biomechanischer Rückenverstellung CODE 2948*	2,3,4,5,6	1.208,00

*Armlehnenoptionen

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	101	*Kleiderschutz für Armlehne ⚠ *Only in combination with standard armrest CODE 106*	0,00
❑	4422	*Armlehnenfixierung in Grundposition ⚠ *Only in conjunction with armrest swivel-up, angle-adjustable, biomechanical CODE 324* *or armrest swivel-up, angle-adjustable CODE 24*	63,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armrest cushion LEFT

	CODE	DESCRIPTION	POSITION	EUR €
❑	975	Armrest padded (standard)	left	0,00
❑	4990	Armrest padded (standard) with swivel joint	left	392,00
❑	4982	Armrest hemiplegia lower arm support	left	440,00
❑	4993	Armrest hemiplegia lower arm support with swivel joint	left	468,00

Right armrest cushion

	CODE	DESCRIPTION	POSITION	EUR €
❑	974	Armrest padded (standard)	right	0,00
❑	4984	Armrest padded (standard) with swivel joint	right	392,00
❑	4981	Armrest hemiplegia lower arm support	right	440,00
❑	4991	Armrest hemiplegia lower arm support with swivel joint	right	468,00

*Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS

	CODE	DESCRIPTION	POSITION	EUR €
❑	4988	*Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	left	67,00
❑	4987	*Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	left	67,00

⚠ *Not compatible with armrest padded on the left CODE 975*
Not compatible with armrest padded with swivel joint on the left CODE 4990

*Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS

	CODE	DESCRIPTION	POSITION	EUR €
❑	4985	*Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	right	67,00
❑	4986	*Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	right	67,00

⚠ *Not compatible with armrest padded on the right CODE 974*
Not compatible with armrest padded with swivel joint on the right CODE 4984

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

*Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale

	CODE	DESCRIPTION	POSITION	EUR €
❑	4989	*Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS ⚠ *Not compatible with armrest padded on the left CODE 975* *Not compatible with armrest padded with swivel joint on the left CODE 4990*	left	89,00
❑	4983	*Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS ⚠ *Not compatible with armrest padded on the right CODE 974* *Not compatible with armrest padded with swivel joint on the right CODE 4984*	right	89,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 *Beinst

*Seitliche Beinstützen

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	293	*Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	0,00
❑	4092	*Beinstützen, abnehmbar, abschwenkbar, mech. höhenverstellbar	690,00
❑	2086	*Beinstützen, abnehmbar, abschwenkbar, elektr. höhenverstellbar ⚠ *Only in conjunction with 6-fold control of adjustment motors CODE 678*	2.390,00

*Optionen für seitliche Beinstützen

	CODE	DESCRIPTION	depth	LLL	EUR €
❑	808	*Fußstützen geteilt, hochklappbar, winkelverstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit Zentrale Beinstütze*			0,00
❑	57	*Fußstütze durchgehend ⚠ *Nicht i.V. mit Zentrale Beinstütze*			452,00

*Zentrale Beinstütze

	CODE	DESCRIPTION	LS-ANGLE	LLL	EUR €
❑	5092/5100	*Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar	85°-95°	*280-400 mm	640,00
❑	5092/5101	*Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar ⚠ *Nicht i.V. mit Sitzhöhe 425 mm CODE 2511*	85°-95°	*330-450 mm	640,00
❑	4935/5086	*Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster, CODE 2945), elekt. Längenausgleich ⚠ *Only in conjunction with 6-fold control of adjustment motors CODE 678*	90°-170°	*200-400mm	2.350,00
❑	5086/5104	*Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster, CODE 2945), elektr. Längenausgleich ⚠ *Nicht i.V. mit Sitzhöhe 425 mm CODE 2511* *Nur i.V. mit 6-Fach Ansteuerung Verstellmotoren CODE 678*	90°-170°	*200-450mm	2.350,00
❑	4949/5086	*Elektrische zentrale Beinstütze (inkl. Wadenpolster), elektr. absenkbar, Längenausgleich Boden ⚠ *Nur i.V. mit 6-Fach Ansteuerung Verstellmotoren CODE 678* *Nicht i.V. mit Einzelfußplatte für zentrale Beinstütze CODE 5107*	90°-170°	*350-450mm	2.550,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
(S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 *Fußplattenoptionen für zentrale Beinstütze

	CODE	DESCRIPTION	wide	EUR €
❑	5109	*Standard Fußplatte für zentrale Beinstütze ⚠ *Nicht i.V. mit seitlichen Beinstützen	275 mm	0,00
❑	5108	*Breite Fußplatte für zentrale Beinstütze ⚠ *Nicht i.V. mit seitlichen Beinstützen	*310 mm	240,00
❑	5107	*Einzelfußplatten für zentrale Beinstütze ⚠ *Nicht i.V. mit seitlichen Beinstützen Nicht i.V. mit Elektrische zentrale Beinstütze CODE 4949/5086	*300 mm	316,00

*Zusatz Optionen Beinstütze

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	822	Toe strap (pair)	69,00
❑	823	Heel Loops (pair)	120,00
❑	2945	*Wadenpolster für zentrale Beinstütze ⚠ *Nur i.V. mit Zentrale Beinstütze	0,00

10 *Batterien und Ladegeräte

	CODE	DESCRIPTION	EUR €

Batteries

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	5159	Maintenance-free batteries 50 Ah (20 h)	0,00
❑	511	Gel batteries 60 Ah (20 h)	184,00
❑	5158	Maintenance-free batteries 80 Ah (20 h)	358,00

*Ladegeräte

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	732	*Ladegerät 8 A für 60 Ah (20 h)	0,00
❑	733	*Ladegerät 12 A für 80 Ah (20 h)	348,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Lighting

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	932	Active LED-lighting front and rear acc. to StVZO	0,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Control modules/mounting/brackets/adjustment modules

LINX control system

		*Ansteuerung Verstellmotoren	
Code	***Bedienmodul**	**2-fold (C-682)**	**6-fold (C-678)**
2838/2847	LiNX RM+LIGHTS+LTD SEAT (Rem 215)	❑	
2838/2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)	❑	❑ 590,00
2838/2849	LiNX Touchscreen Remote (Rem 400)	❑ 1.029,00	❑ 1.619,00
2838/2849/2857	LiNX Touchscreen Remote Toggle Switches (Rem 400)	❑ 1.619,00	❑ 2.209,00
2838	*LINX Sonderbedienmodule vorbereitet für Sondersteuerung		❑ 590,00

*2838/2849 LiNX Touchscreen Remote (Rem 400) bietet inklusiven Eingang: für Ext. Verstelltastatur für 5 elektr. Funktionen oder Externer Taster

R-NET control system

		*Ansteuerung Verstellmotoren
Code	***Bedienmodul**	**6-fold**
702/415	*R-NET LED	❑ 990,00
702/416	*R-NET LCD	❑ 1.980,00
702/398	*R-NET LCD IR/BT	❑ 3.680,00
702/839/2859	*R-NET OMNI II	❑ 4.049,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystick Location

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	74	Assembly right	0,00
❑	60	Assembly left	0,00

Joystick /Control module holder

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	4859	*Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0,00
❑	4860	*Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, abschwenkbar	210,00
❑	4874	*Schutzbügel für Bedienmodul	75,00
❑	2074/4789	Attendant control mounted on the right, including 4-way bus distributor CODE 2859	793,00
❑	2060/4789	Attendant control mounted on the left, including 4-way bus distributor CODE 2859	793,00

External adjustment module

*Tastenbelegung
1 = Rücken - 2 = Lift - 3 = BS Sync - 4 = BS F1 - 5 = Kantelung
Tastenbelegung nach Kundenwunsch: über Sonderprogrammierung CODE 998

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	2858/4597	*Ext. Verstelltastatur für 5 elektr. Funktionen (nur LINX) - Montage an der Bedienmodulseite ⚠ *Only in conjunction with LINX control unit REM400 or REM500 CODE 2838/2849 or 2838/2850* *Only in conjunction with operating module holder CODE 4860*	1.065,00
❑	2858/4599	*Ext. Verstelltastatur für 5 elektr. Funktionen (nur LINX) - Montage gegenüber Bedienmodulseite ⚠ *Only in conjunction with LINX control unit REM400 or REM500 CODE 2838/2849 or 2838/2850*	899,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

R-NET special control system

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	4660	Table top control can be swivelled to the right ⚠ *Only compatible with R-NET CODE 702* *Not compatible with armrest CODE 24* *Not compatible with R-Net OMNI II CODE 839*	810,00
❑	4661	Table top control can be swivelled to the left ⚠ *Only compatible with R-Net CODE 702. Not compatible with armrest CODE 24. Not compatible with R-Net OMNI II CODE 839.*	810,00
❑	2238	Narrow rear headrest control, R-NET ⚠ *Only in conjunction with R-NET OMNI II CODE 839*	5.954,00
❑	2239	Wide rear head control, R-NET ⚠ *Only in conjunction with R-NET OMNI II CODE 839*	5.954,00

LINX special control system

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	2850	LINX Specialty Touchscreen Display (Rem 500), incl. 4-way bus distributor CODE 2859 ⚠ *Only in conjunction with operating module holder CODE 4860*	1.973,00
❑	2854	LiNX IN 200 Module ⚠ *Only in conjunction with LINX control CODE 2838*	990,00
❑	2855	LiNX IN 500, Input Module w. S/P ⚠ *Only in conjunction with LINX control CODE 2838*	990,00
❑	2856	LiNX Output Module ⚠ *Only in conjunction with LINX control CODE 2838*	990,00
❑	2852	LiNX Comp. Rem. Low Force ⚠ *Only in combination with LINX Touchscreen Remote REM 400 CODE 2838/2849 and LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850*	1.090,00
❑	2851	LiNX Compact Remote ⚠ *Only in combination with LINX Touchscreen Remote REM 400 CODE 2838/2849 and LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850*	890,00

Eye-Controlled driving system

	Item	DESCRIPTION	EUR €
❑	1096412	GazeDriver Set R-Net	34.998,00
❑	1096413	*Montagesystem für Therapietisch	2.098,00
❑	1096411	*GazeDriver Set LINX	34.998,00
❑	1096410	Seat-installation system ⚠ **Pflichtauswahl, wenn GazeDriver ausgewählt ist*	0,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Operating module software

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	985	Series programming (standard)	0,00
❑	998	Special programming (deviation from standard)	0,00

External button

*für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson.

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	596	Push-button, diameter 63 mm, yellow	259,00
❑	778	*Taster, Durchmesser 30 mm, grün	259,00
❑	779	Push-button, diameter 30 mm, yellow	259,00

*Joystickaufsätze

	CODE	DESCRIPTION	CONTROL	EUR €
❑	553	TETRA fork vertical	R-NET	228,00
❑	4590	Joystick button ball handle 38 mm	R-NET	70,00
❑	4591	Joystick button T-handle	R-NET	146,00
❑	4593	Joystick button handle	R-NET	82,00
❑	4594	Joystick button handle	R-NET	74,00
❑	4595	Joystick knob softball 70 mm	R-NET	74,00
❑	4596	Golfball, small, 43 mm	R-NET / LINX	76,00

*Bodypoint Joystickaufsätze

	CODE	DESCRIPTION	CONTROL	EUR €
❑	4620	Tetra fork horizontal 102 mm	R-NET / LINX	116,00
❑	4621	Tetra fork horizontal 76 mm	R-NET / LINX	116,00
❑	4622	Rubber mushroom head 42 mm	R-NET / LINX	116,00
❑	4623	Flex stem grip 150 mm	R-NET / LINX	116,00
❑	4624	Rubber hood 66 mm	R-NET / LINX	116,00

☐ *Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
*Standard-Ausführung: *Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Accent colours

	CODE	*RAHMEN	*AKZENTE	EUR €
❑	207	Matt black		0,00
❑	212	Matt black	Polar white	0,00
❑	186	Matt black	Magic Blue	0,00
❑	227	Matt black	*Redmetallic	0,00
❑	180	Matt black	Lemon reflex	0,00
❑	214	Matt black	Sun yellow	0,00

14 Options around the wheelchair

	CODE	DESCRIPTION	EUR €
❑	918	ESP stabilisation module (GYRO) ⚠ *Not compatible with R-NET LED control module CODE 702/415* *Not compatible with LINX REM215 control module CODE 2838/2847* *Not compatible with LINX REM216 control module CODE CODE 2838/2848*	1.490,00
❑	4646	Therapy table swivelling sideways	696,00
❑	589	*Vierpunktgurt	378,00
❑	833	Safety belt (metal buckle)	59,00
❑	781/2859	USB charging socket	311,00
❑	2721	Adapter set for DAHL docking station ⚠ **Nicht i.V. mit Lenkradgabel gedämpft für 8" CODE 2145 und 2146*	500,00
❑	4795	*Wegfahrsperre, Schlüssel ⚠ *Only in conjunction with the R-Net control unit CODE 702*	57,00
❑	970	Crutch holder ⚠ **Nur i.V. mit Armlehne abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar CODE 106*	110,00

15 Service

	Item	DESCRIPTION	EUR €
❑	55704	Flat fee for customised parameterisation (not eligible for discounts) ⚠ ** beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.*	556,00
❑	55709	Medically necessary parameterization to client-specific setting values ⚠ *The on-the-spot service covers simple program adjustments as well as the integration of special controls.*	1.124,00